

## ACCESSOIRES / CONSOMMABLES

LISTE NON EXHAUSTIVE

### *Environnement : Urgences*



**OXYLOG 3000 Plus**

Classe DM : IIb

## Note



Seuls les accessoires/consommables d'origine Dräger sont validés et par conséquent reconnus pour cet usage.

Le certificat CE de l'appareil avec ses accessoires nous permet de garantir un fonctionnement testé en corrélation avec les attentes des performances annoncées dans la notice d'utilisation.

L'utilisation de produits autres que Dräger est fortement déconseillée car cela pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil et ainsi mettre en danger le patient.

Dans l'intérêt de vos patients, nous vous invitons à prendre connaissance des instructions décrites dans nos notices d'utilisation.

## Circuit Patient Réutilisable


### Le circuit réutilisable se compose de :

**Un tuyau silicone 150 cm muni de lignes de mesure réf 84 12 068 + accessoires fabriqués en polysulfone :  
une valve expiratoire réf 84 12 001 / un capteur de débit réf 84 120 34 / un raccord coudé réf 84 12 235**

Ces produits sont autoclavables à 134°C/18min après procédure de nettoyage/désinfection décrite au sein de la notice d'utilisation de l'appareil

*Produits non stériles, livrés médicalement propres*

- *Note :*  
*Le tuyau est disponible séparément sous la réf 21 66 046.*  
*Lignes de mesure seules : réf 84 10 929.*  
*Couvercle de valve : réf 84 10 983.*  
*Membrane jaune de la valve : 84 10 653*



Classe des DM : IIa

## Circuit Patient à Usage Unique Adulte



**Réf 57 03 041 (Jeu de 5 circuits)**

**(NB: La référence figurant sur le sachet primaire du circuit à l'unité est 57 02 871 – non disponible à la vente)**

*Dispositif à usage unique, à remplacer entre chaque patient !*

*Produit non stérile, livré médicalement propre*



Classe DM : IIa

# Circuit Patient à Usage Unique Pédiatrique



**Réf 57 04 964 (à commander par 5 unités mini)**  
Pour un Vt (Volume courant) inférieur à 250ml

*Dispositif à usage unique, à remplacer entre chaque patient !*  
*Produit non stérile, livré médicalement propre*



Classe DM : IIa

## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES

### Filtre antibactérien antiviral

La gamme des filtres à usage unique est elle aussi très variée :  
mécaniques, électrostatiques, Echangeurs de Chaleur et d'Humidité.

Modèle présenté :

Filtre patient à usage unique antibactérien antiviral **E**changeur de **C**haleur et d'**H**umidité (HME)  
« TwinStar 25 » (espace mort de 25ml). A commander par 50.

*Dispositif à usage unique, à remplacer entre chaque patient.*

*Quel que soit le modèle, le filtre doit être changé au plus tard au bout de 24h*

*Produits non stériles, livrés médicalement propres.*

*Classe du DM : IIa*

**Réf MP 01 815**



## MESURE DU CO2 DANS LES GAZ EXPIRES :



### Capteur CO2 Mainstream :

**Réf 68 71 950**

Classe du DM : IIb

***Chambres de mesure à insérer au sein du capteur :***

**Réutilisables (autocalavables 134°C/18min) :**

**Adulte : réf 6870279**

**Pédiatrique : réf 6870280**

**Usage unique (à commander par 10) :**

**Adulte : réf MP 01 062**

**Pédiatrique : réf MP 01 063**

Classe DM : IIa

*Produits non stériles, livrés médicalement propres*



Dräger. La technologie pour la vie.



## MASQUE BUCCO NASAL A USAGE UNIQUE POUR VENTILATION NON INVASIVE



### Masque VNI à usage Unique

« ClassicStar » - Vendu à l'unité.

Bouffet gonflable

Tailles disponibles : S – M – L.

Références respectives :

MP 01 573 – MP 01 574 – MP 01 575

Masque disponible également en modèle nasal :

Réf : MP 01 623 – MP 01 624 – MP 01 625

*Dispositif à usage unique, à remplacer entre chaque patient*

*Produits non stériles, livrés médicalement propres*



Classe DM : IIa

Dräger. La technologie pour la vie.



## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES Indispensable pour la Check List

### Ballon test 2 litres réf **84 03 201**

(fourni avec un raccord coudé réf 84 12 235 et la restriction métallique réf M 29 307)

*Ce produit est autoclavable à 134°C/18min après procédure de nettoyage/désinfection décrite au sein de la notice d'utilisation du dispositif. Produit non stérile, livré médicalement propre*



Classe DM : IIa

## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES



### Alimentation

Alimentation secteur réf **57 04 750**



Batterie Li-Ion réf **2M 86 733**

Autonomie : environ 4h

Avec indicateur de charge



Classe des DM : IIa

Dräger. La technologie pour la vie.

## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES Alimentation

Chargeur Allume cigare 10 /24/ 28 V réf **57 04 799**



Chargeur externe de batterie : réf **2M 86 729**  
Fourni sans câble secteur



Classe des DM : IIa

## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES Fixation / Transport

Support mural / plafonnier réf **2M 86 900**



Sacoche de transport réf **MV 02 547**



Classe des DM : IIa

## AUTRES ACCESSOIRES / CONSOMMABLES :



### Canalisations Fluides Médicaux (Embouts : NF/NF)

Oxygène (Tuyau blanc)	1,5m : M35425
	3m : M35426
	5m : M35342



Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication (deux chiffres frappés à froid sur la bague métallique, exemple → 13 = 2013)

Classe du DM : I

## Mentions légales / Contact



Destination : Professionnels de Santé

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Nom du fabricant : Dräger Medical GmbH

Information pour le bon usage du dispositif médical :

Merci de prendre impérativement connaissance  
des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

Date de réalisation : 27 Novembre 2013.

Contact : Rachid El Mrini  
Spécialiste Produits Accessoires/ Consommables  
01 46 11 64 77  
06 83 86 88 66  
[rachid.elmrini@draeger.com](mailto:rachid.elmrini@draeger.com)

Pour vos commandes : DRAGER / Service Client  
25 Rue Georges Besse  
Parc de Haute Technologie 2  
92182 Antony Cedex  
Tel : 01 46 11 56 00  
Fax : 01 40 96 17 12